



Produits pour
Laboratoires dentaires

Color System



Le coffret Color System a été spécialement réalisé par la société Pressing pour permettre aux mécaniciens-dentistes d'intervenir avec une caractérisation superficielle sur les résines acétaliques et sur les résines acryliques conventionnelles.

Le coffret " Color System " se compose de :

- 16 types de pigments renfermés dans des récipients en céramique ;
- 1 flacon de 10 ml. d'" Acelux ", (laque photosensible à base de méthyle-méthacrylate) ;
- 1 plaque pour mélanger en céramique ;
- 1 flacon de 10 ml. de " Lux Clea ", (dégraissant et diluant pour pinceaux) ;
- 2 pinceaux (type " 00 " et " 1 ").

Cod. 00300

Mini Color System



Les coffrets "Mini Color System" sont composés de:

Cod. 00299 V Type "Vita"

N°10 types de pigments renfermés dans des récipients en céramique

Cod. 00299 I Type "Ivoclar"

N° 9 types de pigments renfermés dans des récipients en céramique

Cod. 00297 Type "Special USA (Doctor Kit)"

N° 6 types de pigments renfermés dans des récipients en céramique

N°01 flacon de 10 ml "Acelux"

N° 01 flacon de 10 ml Lux Clea

Code de pigments:

Cod. 00310 White	Cod. 00311 Black
Cod. 00314 Cyan Blue	Cod. 00315 Purple
Cod. 00318 Neutral brown	Cod. 00319 Brown red
Cod. 00322 Transluced grey blue	Cod. 00323 Ochra
Cod. 00326 "USA -A"	Cod. 00327 "USA -B"
Cod. 00312 Yellow	Cod. 00313 Rosso Magenta
Cod. 00316 Green	Cod. 00317 Orange
Cod. 00320 Opaque grey	Cod. 00321 Transluced grey
Cod. 00324 Orange red	Cod. 00325 Purple red
Cod. 00328 "USA -C"	Cod. 00329 "USA -D"

Fast Tray



Fast tray est un matériau photopolymérisant disponible en emballages de 50 pièces, dans les teintes bleu, violet/rose et neutre. De par ses caractéristique de rigidité, ce produit est conseillé pour la réalisation tant des porte-empreintes individuelles que des bases pour l'enregistrement occlusal.

C'est un matériau à épaisseur homogène, qui n'a aucun besoin d'être mélangé, immédiatement prêt à l'usage. Il a une bonne consistance élastique, il est facile à modeler, adapter et finir.

Tous les résidus peuvent être réutilisés pourvu qu'ils soient conservés correctement.

Grâce à la technique de polymérisation au moyen des lampes UVA, travailler ce matériau s'avère très rapide.

Cod. 14001 Neutral

Cod. 14002 Pink

Cod. 14003 Blue

Gyflux



Laque photopolimérisable isolante pour modèles.

Cod. 00090 Emballage 30 cc

Cod. 00091 Emballage 50 cc

Pressing Dental Srl

Via Onesto Scavino, 4
Falciano (Zona industriale Rovereta)
47891 - Rep. di San Marino

Tel. dall'Italia
0549-909948 - FAX 0549-909958
From other countries
**378-909948 - FAX **378-909958

Acecril



Produit de mordantage pour l'adhésion de TSM Acetal Dental aux résines acryliques.

Cod. 00082

Accessories



Oral tips, dispenser

Pressing Dental Srl

Via Onesto Scavino, 4
Falciano (Zona industriale Rovereta)
47891 - Rep. di San Marino

Tel. dall'Italia
0549-909948 - FAX 0549-909958
From other countries
**378-909948 - FAX **378-909958

Pre-Mark



Spray d'occlusion sans CFR

Content 75 ml

Cod. 0205 Green

Cod. 0206 Red

Gingi-sil

Dureté: 85 Shore A

Vinyle-polysiloxane hydrophile
par addition pour développer les
masques gingivaux amovibles.
Emballage: 2 tube de 48 ml + 12
mixer



Cod. 12380

Acelux



Acelux est une résine photosensible spécialement conçue pour être employée dans la technique de coloration superficielle de la résine TSM Acetal Dental avec le système Color System. Son emploi peut être étendu également aux résines acryliques de type conventionnel. Pour polymériser la résine Acelux il faut avoir recours à des lampes UVA ; afin d'obtenir les meilleures caractéristiques du produit il est conseillé d'employer des lampes photopolymérisantes qui garantissent une polymérisation comprise entre 320 et 550 Nm. (par ex. Complex Lux S-8).

Cod. 00302/1 emballage 2 x 10 ml

Cod. 00095 emballage 30 ml

Sil-Press



Sil Press est un élastomère silicone bicomposant vulcanisable à température ambiante par réaction de polyaddition.

Type 10 shore A emballage kg.1+1 Cod. **00352-10**

Type 10 shore A emballage kg.5+5 Cod. **00353-10**

Type 21 Shore A emballage kg.1+1 Cod. **00352-21**

Type 21 Shore A emballage kg.5+5 Cod. **00353-21**

Type 28 Shore A emballage kg.1+1 Cod. **00352-28**

Type 28 Shore A emballage kg.5+5 Cod. **00353-28**

Sil-Labor



Le Sil-labor est un élastomère silicone vulcanisable à température ambiante par réaction de polycondensation, spécifique pour masques.

Emballages:

emballage kg.1,5 + 1 catalyst

type (Classic) 85 Shore A Cod. **00360**

type (Hard) 95 Shore A Cod. **00370**

emballage kg. 5 + 3 catalyst

type (Classic) 85 Shore A Cod. **00361**

type (Hard) 95 Shore A Cod. **00371**

Gemini



polyaddition 1 : 1

Gemini est un élastomère silicone bicomposant vulcanisable à température ambiante par réaction de polyaddition ; spécifique pour masques.

Type 82 Shore A kg. 1,5 A + Kg. 1,5 B

Cod. **00380-82**

Pink kg. 5 A + Kg. 5 B

Cod. **00381-82**

Type 90 Shore A kg. 1,5 A + Kg. 1,5 B

Cod. **00380**

Light Blue kg. 5 A + Kg. 5 B

Cod. **00381**

Pressing AV Abutment



UV Abutment est une résine photopolymérisante employée comme espaceur. Pour la polymériser, il est nécessaire d'employer des lampes UVA. Le produit appliqué sur des moignons en plâtre garantit une résistance élevée à l'abrasion et aux jets de vapeur. Il faut appliquer une couche d'environ 15 micron. Le produit est fourni avec un diluant, que le technicien peut utiliser pour une proportion de 20% au maximum pour varier la viscosité du produit.

Cod. 0211 Bleu - **Cod. 0212** Rouge
Cod. 0213 Jaune - **Cod. 0214** Vert

Poli Corflex



Feutres à polir pour Corflex Orthodontic

Emballage: 11 pieces

Cod. 00085

Pressing Dental Srl

Via Onesto Scavino, 4
Falciano (Zona industriale Rovereta)
47891 - Rep. di San Marino

Tel. dall'Italia
0549-909948 - FAX 0549-909958
From other countries
**378-909948 - FAX **378-909958

Corflex Brillant



Liquide à briller pour résines molles (parfumé)

Emballage :25 cc

Cod. 00080

Separating Pressing



Le " Separating Pressing " est un isolant spécialement indiqué pour:

- Dents en acrylique / Plâtre
- Résine acrylique / Plâtre
- Plâtre / Plâtre

Emballage: 500 ml

Cod. S-500

Expo Model



C'est là une solution simple pour réaliser des modèles pour exposition. Résine époxy

Emballage: Partie A 500 ml Partie B 100 ml

Code. E-M

Couleurs en emballages de 5 ml

Cod. E-My Jaune

Cod. E-Mr Rouge

Cod. E-MG Vert

Cod. E-MB Bleu

J100 Tube



Cartouche pour l'injection des résines pour les appareils: Actio, J-100, J-200 Evolution

Code 00040 Emballage 60 pièces + 60 bouchons en téflon

Code 00041 Emballage 75 pièces (sans bouchons en téflon)

Soft Tube



Cartouches souples Pour les appareils: MG.Newpress, Polyapress etc.

Code 00042 Emballage 60 pièces + 60 bouchons

Tube Lubricant



Lubrifiant spécialement conçu pour les hautes températures.
Emballage : 50 cc.

Code 00050 (Type rouge) Pour les appareils: Actio, J-100, J-200

Remarque :

Code 00051 (Type bleu) la version lubrifiante ne peut être utilisée que sur les appareils: MG.Newpress, Polyapress etc.

Universal Polish



Pâte universelle à polir les résines acétaliques et acryliques.

Emballage 50 cc.

Cod. 00060

Super Polish



La nuova pasta lucidante Universale per la resina termoplastica F.J. P.

Utilizzabile anche su tutte le resine a base di nylon.

Conf. da 50 cc

Cod. 00060-S

Corflex Polish



Gel à silicone pour la finition des protège-dents et des appareils de positionnement définitif des dents.

Emballage : 50 cc.

Cod. 00060

Marble Stone Evolution



Plâtre à modèles spécialement conçu pour la technique TSM Acetal Dental .

Emballage : Kg. 4 + 1 Lt. P.L.

Cod. 00084-E

Odilux



Denti in acrilico a tre strati della ditta UNIDESA (Spagna) in colorazione "IVOCLAR"

Carta delle forme composta da 20 forme incisivi superiori, 10 forme incisivi inferiori, 7 forme molari superiori e inferiori.

Odipal



Denti in acrilico a tre strati della ditta UNIDESA (Spagna) in colorazione "VITA"

Carta delle forme composta da 20 forme incisivi superiori, 10 forme incisivi inferiori, 12 forme molari superiori e inferiori.

Odipal PR

Versione solo posteriore con un profilo vestibolare più allungato e caratterizzato, senza un profilo occlusale definito, come nei denti naturali. Carta delle forme composta da 3 forme.

Masky



La masque pour ton métal. le produit thermodurcissant Masky a été réalisé pour mimétiser les parties métalliques des prothèses.

Available:

Code M-0100 White 6-8 gr.(n.b. is possible to obtain other products mixing it with the colour system)

Code M-0105R Pink 3 gr.

Code M-I (Masky Investment) Coating for Masky Kg. 1.

Fil wax



Cire blanche indiquée dans la réalisation des canaux d'injection pendant l'utilisation des résines.

Disponibile pour les diamètres:

Cod. 02160 2 mm gr. 140

Cod. 02161 3 mm gr.160

Cod. 02163 5 mm gr.160

Cod. 02162 4 mm gr. 160

Cod. 02164 9 mm gr.160